

Der Ortho Rehab Absolut (Rechts oder Links)

Der Ortho Rehab Absolut stabilisiert optimal, erleichtert die Abrollung, entlastet die Achillessehne und erlaubt eine frühfunktionelle Therapie, die den Heilungsprozess fördert und schneller mobil macht.

De facto die beste Therapie für Ihre Achillessehnen – Verletzung

Vorteile

▪ Optimale Stabilisierung

Das Künzli Ortho® Stabilsystem stabilisiert das Sprunggelenk optimal während dem Heilungsprozess und limitiert die Innen – und Aussenrotation.

▪ Frühfunktionelle Behandlung

Die hohe Stabilität des Ortho Rehab Absolut erlaubt eine frühe Vollbelastung im Schuh ohne Gefährdung der Sehnenheilung. Dadurch beschleunigt die frühfunktionelle Therapie die Heilung und beugt Knochen- und Muskelschwund vor.

▪ Erhalt des physiologischen Gangbildes

Durch das Paar getragene Künzli Achillesschuhe bleibt die Körperstatik erhalten und Fehlstellungen werden während der Behandlung vermieden.

▪ Achillessehnen Entlastung

Die Keilversorgung und die Spezialsohle erleichtern die Abrollung und minimieren den Zug auf die Achillessehne.

Gebrauchsanweisung

▪ Vordereinstieg

Öffnen Sie die Klettverschlüsse und klappen Sie die Lasche soweit wie möglich nach vorne. Schlüpfen Sie vorsichtig in die Schuhe und schieben Sie die Ferse sanft nach hinten. Zentrieren Sie die Lasche und drücken Sie sie leicht nach unten bis sie den Fussrücken berührt. Verschiessen Sie die Klettverschlüsse von unten nach oben. Bei Bedarf können Sie die Klettverschlüsse fester anziehen, damit der Fuss optimale stabilisiert werden kann.

▪ Keilversorgung

Mit dem Ortho Rehab Absolut werden zwei Paar Keile mitgeliefert: Dick [1], Dünn [2]. Diese werden unter die Decksohle in den Schuh eingelegt. Diese dienen bei einer konservativen Behandlung zur Ruhigstellung der Sehne und nach einer Operation zur Schonung der Wundheilung. Halten Sie sich bezüglich Tragdauer an die Anweisungen Ihres Arztes.



Der Ortho Rehab Absolut in Kürze



Pflegeanweisung

▪ Reinigen

Reinigen Sie leicht verschmutzte Schuhe mit einer Bürste oder einem feuchten Lappen, starke Verschmutzungen mit einer Bürste unter fließendem Wasser. Befreien Sie auch die Sohle von Steinen und Schmutz.

▪ Trocknen

Trocknen Sie Ihre Schuhe nie direkt in der Sonne, an Heizungen oder anderen Wärmequellen. Stopfen Sie die Schuhe stattdessen mit Zeitungspapier aus und lassen Sie sie bei Zimmertemperatur trocknen. Dies verhindert, dass das Leder hart und brüchig wird.

▪ Imprägnieren

Imprägnieren Sie Ihre Schuhe in regelmässigen Abständen mit einem für Leder geeigneten Imprägnierspray.

▪ Wachsen

Damit Glattleder elastisch und weich bleibt, sollten Sie von Zeit zu Zeit Schuhcreme und/oder Schuhwachs auftragen. Zum Einreiben und Polieren verwenden Sie am besten ein feines Tuch. Polieren Sie den Schuh bis das Leder wieder glänzt.

